



东莞市高升电子精密科技有限公司

牙科低对比度模体

产品技术规格书

制作单位：东莞市高升电子精密科技有限公司
单位地址：广东省东莞市大朗镇创意产业园 B 栋 1 楼
联系人：张继高
联系方式：18128028677（微信同号）
[Http://:www.delta17.cn](http://www.delta17.cn)
E-mail: 18128028677@163.com

感谢

您对我公司产品的关注！我们将为您量身定做适合贵公司产品的试验方案、制造试验设备及夹具、提供与国际接轨的试验技术以及强大的售后保障体系。

牙科低对比度模体


1. 产品介绍与结构

牙科低对比模体与Artinis CDDENT对比细节体模结合使用，易于使用，保持质量的必要性，生成质量报告。



图A.1 牙科低对比度模体实物图


CDDENT X-ray image



CDDent X射线图像

Contrast Detail Score Diagram


Alpha = 1e-005, a priori diff of means = 0.5]



对比详细分图
a=1e-005, 平均数的
先验差异=0.5

Contrast Detail Curve


Alpha = 1e-005, a priori diff of means = 0.5]



对比细节曲线
A=1e=0.05, 平均数的
先验差异=0.5

用于手动读数的传感器的射野应覆盖的要求区域至少为21x14 mm。这意味着所用传感器的射野最小有效表面也是21x14 mm，如图A.1所示。

单位：mm



图A.2 所用传感器的射野最小有效表面

2.产品特点

- 自动评分图
- 多个图像的平均得分
- 对比度详细信息曲线
- 图像质量图
- 统计声音
- 用户可定义的设置

3.产品格式

- DICOM 3.0、BMP、JPG和TIF
- 单色1和2
- 在WindowsXP、Vista、7和8平台上运行
- 需要免费USB端口